

LE SOIN CRYO ACNÉ d'OSÉ GROUP

Le Soins Cryo Acné est une pure innovation en terme d'association de technologie («Cryo à -5° C»), d'actifs judicieusement sélectionnés et de protocoles de soins étudiés, pour des résultats spectaculaires !



L'objectif du soin Cryo Acné est :

- d'affiner et désépaissir la couche cornée en «gommant en profondeur» les cellules desquamantes,
- d'éliminer l'excès de sébum et les comédons sans irriter la peau,
- de respecter le pH de la peau,
- de cicatrifier les boutons,
- d'uniformiser le grain de peau.

Les actions de la «Cryo à -5° C» sont les suivantes :

- resserre les pores,
- désintoxique la peau,
- draine la lymphe,
- améliore la pénétration des actifs cosmétiques (la «Cryophorèse» augmente le pourcentage d'actifs et les introduit encore plus en profondeur),
- antibactérien,
- anti-inflammatoire,
- agit sur les inflammations, sèche les boutons et apaise la peau.

DÉROULEMENT

1. Fiche de consultation à remplir avec votre cliente. Procédez à un examen visuel et tactile.
2. Préparation de la peau (5 mn)
 - Appliquez avec les doigts le «Fluide Perfect Nettoyant et Optimisant» sur l'ensemble du visage, du cou et du décolleté.
 - Rincez.
 - Appliquez une compresse chaude (en 3 temps : décolleté, ovale du visage, front).
Objectif : préparer la peau à recevoir les produits et inviter votre cliente à entrer dans une bulle de bien-être.
3. Inédit : trois gommages successifs, tout en respectant le pH de la peau, avec le passage de la sonde «Cryo».

- Appliquez le «Sérum Hydratant».
- Appliquez le «Gommage Perfect Repair» comme une crème en fine couche, sur l'ensemble du visage.

- Gomez avec des mouvements circulaires en remontant, afin de gommer les cellules mortes et de nettoyer les impuretés, pour préparer la peau à l'extraction des comédons.

- Passez la «Sonde Cryo à - 5° C».

Répétez le gommage et le passage de la sonde trois fois.

Objectif : provoquer une microdermabrasion en douceur (même pour les peaux les plus sensibles, l'effet anti-inflammatoire étant garanti par la «Cryo à - 5° C»).

Activer la régénération cellulaire et favoriser la cicatrisation.

- Nettoyez les impuretés avec la compresse chaude.

4. Modelage sous infrarouge (10 mn)

- Appliquez le «Sérum Hydratant».
- Réalisez un modelage dynamique et chauffant.

Objectif : favoriser l'excitation mécanique graduelle des tissus (gros pincements/petits pincements), tonifier et assouplir la peau. Préparer à l'extraction.

5. Extraction des comédons (5 à 7 mn)

6. Passage de la «Sonde Cryo à - 5° C» (6 à 9 mn)

Objectif des étapes 4-5-6 : l'infrarouge couplé au modelage tonique permet d'assouplir l'épiderme pour en extraire les comédons, sans irritation. Puis, la vasoconstriction provoquée par la «Sonde Cryo à - 5° C» évitera une contamination bactérienne immédiate.

7. Inédit : masque (10 mn). Le passage de la sonde, par-dessus le masque, stimule le métabolisme de la peau et régule la glande sébacée. La Cryophorèse permet de faire pénétrer en profondeur les actifs du masque.

- Appliquez le «Sérum Hydratant».
- Appliquez le «Masque Multivitaminé» en fine couche.
- Passez la «Sonde Cryo à - 5° C».

8. Nettoyez avec la compresse chaude.

9. Pour finaliser le soin «Cryo Acné», appliquez la «Crème Nutri» ou la «Crème Révélation», à l'acide hyaluronique.

10. Pour le bien-être de votre cliente, appliquez la compresse chaude sur les épaules, le long des bras. Finissez sur le décolleté.

Résultats :

- Accélère la circulation sanguine et lymphatique (oxygénation des tissus et élimination des déchets),
- aide à la cicatrisation des boutons (lymphe, régénération cellulaire),
- régule la glande sébacée (excès de sébum),
- resserre les pores (pores dilatés),
- élimine les comédons.

DURÉE ET PRIX

- Traitement de fond «Cryo Acné» : 1h15, 69 €.
- Soins spécifiques «Cryo Acné» : 30 mn, 33 €.